

Změna metody vyšetření protilátek proti *Toxoplasma Gondii*.

Oznamujeme, že od 7.5.2018 měníme metodu vyšetření protilátek proti *Toxoplasma gondii*. Přecházíme na chemiluminiscenční metodu ARCHITECT. Kromě protilátek IgG a IgM přidáváme vyšetření avidity, tj. pevnosti vazby protilátek, která pomáhá odlišit nedávno proběhlou infekci od dříve proběhlé. Vysokoavidní IgG protilátky svědčí pravděpodobně pro infekci proběhlou před více než 4 měsíci. Aviditu testujeme automaticky u všech pozitivních výsledků IgG a IgM.

Současně se mění mezní hodnoty vyšetření, není možno je srovnávat s předchozí metodou IMMULITE. Srovnatelné je hodnocení, tj. negativní, hraniční a pozitivní.

Meze vyšetření:

Metoda	Hodnoty		jednotky
IgM	<0,5	negativní	IP (index pozitivity)
	0,5 – 0,6	hraniční	
	≥ 0,6	pozitivní	
IgG	<1,6	negativní	IU/ml
	1,6 až < 3,0	hraniční	
	≥3, 0	pozitivní	
Avidita IgG	< 50	nízká avidita	%avi
	50,0 – 59,9	šedá zóna	
	≥ 60	vysoká avidita	

MUDr. Erika Czyžová

Tel. 580 333 831-35

+420601 189 519

erika.cyzova@nemocnicesumperk.cz

<http://www.nemocnicesumperk.cz/mikrobiologicka-laborator>